

---

# Wound Care

Produktkatalog 2025



# medicalsol

## Was uns ausmacht

**medicalsol:** Seit 2006 vertreiben wir exklusiv in der Schweiz erstklassige medizinische Produkte international renommierter Hersteller. Unser Fokus liegt auf innovativen Medizinprodukten, die einen Mehrwert für Leistungserbringer und Patienten in den Bereichen critical care, surgery und wound care bieten.

**Unsere Essenz:** Vertrauen, Ehrlichkeit und Wertschätzung bilden das Fundament unseres Handelns, im Zentrum dessen stehen unsere Kunden und das Wohl der Patienten.

**Ihre Vorteile:** Profitieren Sie von unserer langjährigen Praxiserfahrung und unserem umfassenden Fachwissen – wir betreuen und beraten Sie individuell und bedarfsgerecht und stellen sicher, dass Sie immer die bestmögliche Lösung erhalten.

## Inhalt

### Alles rund um die Wundversorgung

04

Druckentlastung  
Hautpflege

11

Wunddebridement

06

Wundabdeckung

12

Wundfüller

08

Wundauflagen

14

Wundspüllösung

# Kontakt

Wir sind für Sie da

## Gebietsleitung

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne



**Line Clivaz**  
Gebiet West

M +41 79 960 34 24

[line.clivaz@medicalsol.ch](mailto:line.clivaz@medicalsol.ch)



**Rahel Gloor**  
Gebiet Mitte

M +41 79 455 23 22

[rahel.gloor@medicalsol.ch](mailto:rahel.gloor@medicalsol.ch)



**Edgar Sommer**  
Gebiet Ostschweiz

M +41 79 663 39 12

[edgar.sommer@medicalsol.ch](mailto:edgar.sommer@medicalsol.ch)

## Kundendienst

Gerne erwarten wir Ihre Bestellung und Anliegen per E-Mail: [info@medicalsol.ch](mailto:info@medicalsol.ch)  
Bei Fragen erreichen Sie uns unter **+41 56 418 80 80**



**Manuela Bereuter**  
[manuela.bereuter@medicalsol.ch](mailto:manuela.bereuter@medicalsol.ch)



**Madeleine Bürchler**  
[madeleine.buerchler@medicalsol.ch](mailto:madeleine.buerchler@medicalsol.ch)

**TCC-EZ®** ist ein leichter, einteiliger Totkontaktgips mit integriertem Aussenschuh, der speziell für die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms entwickelt wurde und eine signifikante Druckentlastung ermöglicht.

**Indikationen:** Diabetisches neuropathisches Fußulcera, Charcot Fuß (Spezialschuh erhältlich)

**Vorteile:** Einfache Anwendung (9 Min.) ohne Kenntnisse in der Gipstechnik, nicht entfernbar durch Patienten, keine Gefahr von Druckstellen/ Durchblutungsstörungen, TCC gehört zum Golden Standard in der Behandlung eines diabetischen Fußulcera, Schulungseinheit durch uns bei Erstanwendung



Artikel	Einheit	Tarmed Positionen	Art.-Nr.
<b>TCC-EZ</b>			
Regular Boot 38-44	1	01.0260 & 01.0220	TCC21100
Large Boot 44-48	1	Beim Entfernen:	TCC21114
Large Chagot Boot 44-48	1	bis 5 Minuten	TCC21116
Extra Large Boot 44-55	1	01.0265, danach	TCC21124
Extra Large Charcot Boot 44-55	1	01.0295	TCC21126
Casting System 7.6 cm	1		TCC23001_23002
Casting System 10 cm	1		TCC24001_24002

**Medihoney® Barrier Cream** ist eine antimikrobielle, wasserabweisende Schutzcreme mit Manuka-Honig, die den Wundrand sowie die Wundumgebung schützt oder zur Behandlung von Intertrigo dient.

**Indikationen:** Geeignet für feuchte und nasse Stellen, bei Hautfalten, Intertrigo

**Vorteile:** Verhindert Mazeration und Exkoration, Hautschutz des Wundrandes und der Wundumgebung, schützt die Haut vor Irritationen mit Körperflüssigkeiten (Inkontinenz, Stuhlgang)

Artikel	Einheit	MiGel	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Medihoney Barrier Cream</b>				
Sachet 2 g	20	-	6722846	800
50 g	1	-	4604752	582



**Medihoney® Derma Cream** ist eine antimikrobielle Creme mit Manuka-Honig, welche sich besonders für die Behandlung von sehr trockener, schuppiger, juckender und ekzematöser Haut eignet.

**Indikationen:** Trockene Haut, juckende Haut, Neurodermitis, Psoriasis, Gefährdung durch Pilzinfektionen, Nachbehandlungen nach Pilzinfektionen, geschädigte Haut durch Strahlentherapie

**Vorteile:** Unterstützt den Erhalt des pH-Wertes der Haut, beugt Juckreiz und Hautentzündungen vor, permanenter mikrobieller Schutz, als Prophylaxe gegen Pilzinfektionen

Artikel	Einheit	MiGel	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Medihoney Derma Cream</b>				
50 g	1	-	4604781	597



**Cinesteam®** ist ein unsteriler Sekundärverband, der Gerüche mit Hilfe von Zimt in der Wunde maximal neutralisiert und Exsudat aufnimmt.

**Indikationen:** Exulzierende Tumore (z. B. Mamma-CA), zur Versorgung von schlecht riechenden Wunden

**Vorteile:** Bindet und beseitigt unangenehme Gerüche, angenehmes Zimtaroma wird freigesetzt, zusätzliche Absorption von Exsudaten



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Cinesteam</b> 10 x 19 cm	12	-	7807356	112010



**Together**  
for patient  
well-being

**Epicite<sup>hydro</sup>** ist eine Wundauflage basierend auf einer biosynthetischen Cellulose mit einem hohen Wassergehalt. Dies schafft ein feuchtes Wundmilieu, welches kühlt und den Schmerz lindert.

**Indikationen:** Verbrennungen Grad I und II, Verbrühungen, Spalthautentnahmestellen, Abdeckung von Hauttransplantaten, Hautabschürfungen, akute Wunden

**Vorteile:** Kühlt und lindert den Schmerz, beugt der Narbenbildung vor, hält Granulationsgewebe auf Hautniveau, verbleibt auf der Wunde bis abgeheilt



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Epicite<sup>hydro</sup></b>				
10 x 10 cm	10	35.05.01.04.1	1006221	800003-M02B
15 x 20 cm	10	35.05.01.06.1	1006222	800003-M06B
20 x 20 cm	5	35.05.01.06.1	1006224	800003-M09A
Face mask	5	35.05.01.06.1	1006225	800003-M010A

**MEDCu<sup>®</sup>** ist eine antimikrobielle, saugfähige, sterile, nicht haftende Wundauflage mit Kupferoxid.

**Indikationen:** Chirurgische Wunden, diabetische Wunden, Bein- & Fussulzera verschiedener Genese, Dekubitalulzera, Verbrennungen Grad I und II

**Vorteile:** Permanente und starke Wirkung gegen Keime, essenzielles Mineral für die Wundheilung, keine Limitatio der Anwendungsdauer, geeignet für Kinder und Schwangere



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>MEDCu</b>				
5 x 6 cm	10	-	1028048	2C-0506-01
10 x 12 cm	10	-	1028049	2C-1012-01
10 x 20 cm	10	-	1028050	2C-1020-01
20 x 20 cm	10	-	1028051	2C-2020-01
<b>Beidseitig beschichtet</b>				
10 x 12 cm	10	-	1028054	3C-1012-01
<b>Mit Haftrand</b>				
10 x 10 cm (5 x 5 cm)	10	-	1028052	2C-0505-01a
10 x 25 cm (5 x 20 cm)	10	-	1028053	2C-1025-01a



**Medihoney® Apinate Dressing** ist ein steriler, nicht haftender, antimikrobieller Wundverband mit Manuka-Honig und Kalziumalginat für leicht bis stark exsudierende Wunden.

**Indikationen:** Diabetisches Fussyndrom, Ulzera verschiedener Genese, Entnahmestellen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, übelriechende Wunden

**Vorteile:** Für jedes Wundstadium geeignet, schafft ein feuchtes Wundheilungsmilieu, wirkt bakterizid, viruzid und fungizid, für osmotische Wundreinigung von belegten Wunden

Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Medihoney Apinate Dressing</b>				
2 x 30 cm Wundfüller	5	35.07.01.10.1	4990212	793
5 x 5 cm	10	35.07.01.10.1	4990198	794
10 x 10cm	5	35.07.01.11.1	4990206	795



**Medihoney® HCS** (Hydrogel Colloidal Sheet) ist eine antimikrobielle Wundauflage mit Manuka-Honig und Superabsorber für den Einsatz auf trockenen bis mässig exsudierenden Wunden.

**Indikationen:** Ulzera, oberflächliche Verbrennungen Grad I und II, Hautabderungen (z.B. bei Hautdefekten infolge Kortisontherapie), Entnahmestellen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden

**Vorteile:** Absorbiert nachweislich mehr Wundexudat als gelierende Faserverbände, permanenter antimikrobieller Schutz, lässt sich schmerzfrei entfernen

Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Medihoney HCS</b>				
6 x 6 cm	10	35.07.09.30.1	6864061	780
11 x 11 cm	10	35.07.09.31.1	6864078	781
20 x 20 cm	5	35.07.09.33.1	6810065	784
<b>Selbstklebend</b>				
11 x 11 cm	10	35.07.09.31.1	6864084	782
15 x 15 cm	10	35.07.09.32.1	6864090	783



**Medihoney® Tulle Dressing** ist ein steriler, nicht haftender, antimikrobieller Gazeverband mit Manuka-Honig für leicht bis stark exudierende Wunden.

**Indikationen:** Traumatische Wunden, chirurgische Wunden, übelriechende Wunden, sekundär heilende Wunden

**Vorteile:** Wirkt bakterizid, viruzid und fungizid, lässt sich in einem Stück entfernen



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Medihoney Tulle Dressing</b>				
5 x 5 cm	5	35.07.01.11.1	5351626	796
10 x 10 cm	5	35.07.09.30.1	6982694	797

**ProHeal** ist eine sterile, gefriergetrocknete Kollagenmatrix für leicht bis moderat exsudierende Wunden, dient als extrazelluläre Matrix für neue Zellen und ist vollständig resorbierbar.

**Indikationen:** Diabetische Ulzera, Ulzera unterschiedlicher Genese, traumatische und chirurgische Wunden, Dekubitus

**Vorteile:** Unterstützt den Heilungsverlauf der Wunde, wirkt hämostatisch, reguliert die MMP's, Aufbau einer Neodermis, reduziert die Narbenbildung, frei von chemischen Zusätzen, weich und saugfähig, gute Formbarkeit



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>ProHeal</b>				
51 x 51 x 3 mm	10	-	7773562	83032-001
102 x 102 x 3 mm	10	-	7773563	83030-001



**DEBRICHEM®** ist ein dehydrierendes Gel, welches den Biofilm und die Mikroorganismen in chronischen Wunden innert 60 Sekunden zerstört.

**Indikationen:** Mit Biofilm belegte Wunden, feuchte Nekrosen, fibrinös belegte und infizierte Wunden

**Vorteile:** Kostengünstige Alternative zum chirurgischen Debridement, zerstört den Biofilm und alle Mikroorganismen



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>DEBRICHEM</b> 3 ml Flacon	1	-	1044173	DMDD01

**Die Madentherapie** ist eine biologische Methode, die das Debridement von chronischen Wunden durchführt und eine optimale Wundbettvorbereitung ermöglicht. Die Maden nehmen das verflüssigte, abgestorbene Gewebe und darin enthaltene Bakterien auf, wodurch die Keimbelastung reduziert wird.

**Indikationen:** Debridement von: chronischen und therapieresistenten Wunden, venösen Ulzera, diabetischen Wunden, Dekubitus, chirurgischen Wunden

**Vorteile:** Effektives Debridement, Verringerung der Keimbesiedelung, Förderung der Granulation, Antwort auf multiresistente Bakterien



Artikel	Fläche	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Maden inkl. Beutel</b>				
3 x 3 cm	9 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_09
4 x 4 cm	16 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_16
5 x 3 cm	15 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_15
5 x 5 cm	25 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_25
6 x 5 cm	30 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_30
7 x 5 cm	35 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_35
8 x 7 cm	56 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_56
10 x 5 cm	50 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_50
10 x 10 cm	100 cm <sup>2</sup>	35.30.01.00.1	-	E1202_100
<b>Maden inkl. Beutel nach Mass</b>				
Mit einer Abstufung von 0,5 cm sind die Masse von 2 cm – 10 cm frei wählbar		35.30.01.00.1	-	E1202_S
<b>Freiläufer Maden inkl. Applikationsnetz</b>				
Fläche bei Bestellung angeben, mindestens 4 cm <sup>2</sup>		35.30.01.00.1	-	E1202_F

**Bitte beachten Sie:**

- Versand mit Swiss-Express Mond. Auslieferung bis 9 Uhr. Volle Rückvergütung inkl. Versandkosten durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung.
- Garantierte Lieferung für den nachfolgenden Tag bei Bestelleingang bis spätestens 14:30 Uhr.
- Nicht vergütete Zusatzpauschale bei Bestellung auf Mass.
- Wird kein Lieferdatum angegeben, wird die Bestellung sofort verarbeitet.
- Liefertage: Dienstag bis Samstag

**Hyiodine®** ist ein steriles, atraumatisches Hydrogel auf Basis von Hyaluronsäure und Jod, das zur Abdeckung, Reinigung und Hydrierung von Wunden und Hautdefekten dient. Hyaluronsäure zieht Flüssigkeit und Wachstumsfaktoren aus dem Wundumfeld an, was den Heilungsprozess fördert. Kaliumjodid schützt die Wunde vor Infektionen.



**Indikationen:** Chronische und akute Wunden, stagnierende Wunden, Wundhöhlen, Fistelgänge

**Vorteile:** Beschleunigt den Heilungsprozess, unterstützt die Granulation, beugt Wundinfektionen vor, anwendbar bei Wunden mit unterschiedlich starker Exsudation

Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Hyiodine</b>				
22 g	1	-	5341935	30067022
50 g	1	-	4605378	30067000

**Medihoney®** ist ein antimikrobieller, medizinischer Honig aus 100% Manuka Honig, als Wundfüller geeignet für den Einsatz auf trockenen bis stark exsudierenden Wunden.



**Indikationen:** Tiefe Wunden inkl. Taschen und Fistelgänge, nekrotische Wunden, infizierte Wunden, chirurgische Wunden, übelriechende Wunden

**Vorteile:** Für jedes Wundstadium geeignet, autolytisch Wundreinigung, wirkt bakterizid, viruzid, fungizid und entzündungshemmend

Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Medihoney</b>				
20 g	5	35.07.11.11.1	4096480	398
50 g	1	35.07.11.11.1	4883717	405

**Medihoney® Wound Gel** ist ein antimikrobieller Wundfüller mit Manuka-Honig in Gelform für den Einsatz auf leicht bis stark exsudierenden Wunden.

**Indikationen:** Flächige Wunden, chirurgische Wunden, akute und chronische Wunden, Verbrennungen, Bein- und Fuss-Ulzera, Dekubitus, Transplantationswunden

**Vorteile:** Für jedes Wundstadium geeignet, autolytisch Wundreinigung, wirkt bakterizid, viruzid, fungizid und entzündungshemmend



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Medihoney Wound Gel</b>				
25 g	1	35.07.11.11.1	7222330	389
10 g	20	35.07.11.10.1	7846793	391
20 g	5	35.07.11.11.1	4096505	395
50 g	1	35.07.11.11.1	1008716	60060

**Microdacyn60® Hydrogel** ist ein gebrauchsfertiges, antimikrobielles Wundhydrogel mit aktiviertem (naszierendem) Sauerstoff zur Rehydrierung von Wunden.

**Indikationen:** Akute und chronische Wunden, Verbrennungen

**Vorteile:** Unterstützt das autolytische Debridement, zellschonend und hohe Gewebeerträglichkeit, Anwendung auf Knochen, Sehnen, Knorpel und Schleimhäuten, anwendbar unter Okklusion sowie in Fistelgängen



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Microdacyn60 Hydrogel</b>				
60 g	1	35.05.09.11.1	7596473	44211-00
120 g	1	35.05.09.11.1	6014701	44209-00
250 g	1	35.05.09.12.1	7851155	44207-01

**Microdacyn60® Oral Care** ist eine gebrauchsfertige, antimikrobielle Mundspüllösung auf hypochlorer Basis für akute und chronische Wunden in der Mundhöhle.

**Indikationen:** Zahnfleischentzündung, Fistelgänge, Wundtaschen, Nasen-Rachenraumentzündung

**Vorteile:** Keine Verfärbung der Zähne, zellschonend und hohe Gewebeverträglichkeit, geringes Allergierisiko, physikalischer Abwehrmechanismus gegen Erreger



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Microdacyn60® Oral Care</b> 250 ml	1	99.12.03.00.1	7804778	53107-EI

**Microdacyn60® Wound Care** ist eine gebrauchsfertige, antimikrobielle Wundspüllösung mit neutralem PH, auf hypochlorer Basis zur effektiven Reinigung von akuten und chronischen Wunden.

**Indikationen:** Akute und chronische Wunden, Spülungen von offenen Wunden, zur Peritonealspülung geeignet

**Vorteile:** Zellschonend und hohe Gewebeverträglichkeit, anwendbar auf Knochen, Knorpel, Sehnen und Schleimhäuten, auch geeignet unter Okklusion sowie in Fistelgängen, breites antimikrobielles Wirkungsspektrum



Artikel	Einheit	MiGeL	Pharmacode	Art.-Nr.
<b>Microdacyn60® Wound Care</b> 100 ml Spray	1	-	7596467	44110-00
250 ml Spray	1	99.12.03.00.1	6014687	44107-00
500 ml	1	99.12.04.00.1	6014670	44102-00
990 ml NPWT	1	99.12.05.00.1	6014693	44199-00
5 l Kanister	1	99.12.05.00.1	6464775	44100-00



